



## FICHA TÉCNICA

### ACRIMIN ACRILICO EN POLVO AUTOCURABLE MMA MARCA ARIAS

PARAMETRO	REQUERIMIENTO	RESULTADO DE LA PRUEBA
Absorción	No debe exceder 32 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$	22.26
Solubilidad	No debe exceder 8.0 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$	3.65
Resistencia a la flexión	Mínimo 60 MPa	60.75
Módulo de flexión	Mínimo 1500 MPa	2423.04
Monómero residual	Máximo 4.5% en peso	3.51

#### USO:

El uso del Acrílico en polvo y líquido Autocurable es para la elaboración de dentaduras totales, parciales o prótesis removibles.

**APROBÓ:** Ing. Alejandro Domínguez Martínez  
Control de Calidad

**airpas**  
*Plus*